

COVID-19 - TESTABLAUF

Die einzelnen Schritte im Überblick

Sie erhalten von uns das Corona-Test-Kit mit

- Verfahrensanleitung
- Abstrichset
- Laborauftragsschein
- Blaue Versandtüte

Ablauf

Sie haben das COVID-19-Test-Kit erhalten. Entnehmen Sie das Abstrichset und den Laborauftragsschein. Füllen Sie den Laborauftragsschein aus und prüfen Sie, ob alle notwendigen Punkte von Arzt und Patient/in unterschrieben sind.

Anschließend erfolgt die Abstrichentnahme aus den oberen oder unteren Atemwegen:

Obere Atemwege:

Nasopharynx-Abstrich oder -Spülung
Oropharynx-Abstrich

Tiefe Atemwege:

Bronchoalveoläre Lavage
Trachealsekret
Sputum (nach Anweisung produziert bzw. induziert; Arbeitsschutz beachten)

Legen Sie den Abstrich zurück in das Röhrchen und füllen Sie eine kleine Menge an NaCl (Kochsalzlösung) hinzu!

Entnahmezeit

Für eine zeitnahe Abholung der Proben empfiehlt es sich, das Labor zuvor über die Probeentnahme zu informieren. Bei geplanter Probeentnahme freuen wir uns über eine Information am Vortag. Wir stehen auch am Wochenende zur Verfügung!

Logistik

Direktkurier nach telefonischer Vereinbarung
Tägliche Logistik - deutschlandweit

BITTE VEREINBAREN SIE DIE ABHOLUNG DER PROBE TELEFONISCH UNTER

0211 27101-1919

Testergebnisse

Ergebnisse stehen Ihnen innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung,
Schnellere Erfordernisse nach Abstimmung.

